

smile!

CRYSTAL 3D LIVE SYSTEM – TRESSIS

System do charakteryzacji mikrostrukturalnej
cyrkonu pełnokonturowego patrz str. 17

SZKOLENIA - WYKŁADY

OFERTA HANDLOWA

holtrade



Zeskanuj mnie!

EASY
EXCELLENCE


5 µm PRECYZJA

2 µm POWTARZALNOŚĆ

2x6 Mpx - KAMERY

3-CIA OŚ

DO SKANOWANIA WYCISKÓW



CS.NEO 2



CS.NEO

CS.NEO *PRO*

3-cia oś do
skanowania
wycisków

12  pełny łuk

16  9 słupków (multi-die)



**Nasze Centrum
Frezowania oferuje**

specjalne warunki
dla użytkowników
skanerów CADstar.


SKANER CS.NEO - CAD STAR - AUSTRIA

W zestawie: Skaner CS.Neo, oprogramowanie Exocad, korpus kalibracyjny, arti-base, multi die adapter, model holder.

[42550]

 30 sek.
CS.Ultra^{Pro}

 12 sek.
CS.Neo



5 μ m
precyzja
2 μ m
powtarzalność



ISO 12836

CADstar stosuje normy ISO do mierzenia i dokumentowania dokładności wszystkich skanerów. Aby uzyskać idealne dopasowanie wszystkich rodzajów odbudowy skanery są testowane pod kątem naprężeń - w firmie CADstar Austria.

NEW!
IDS
2019



Aksesoria

większy komfort i wydajność



CAD
CAM
CENTER
by Holtrade



Centrum Frezowania SUPPORT: cadcam@holtrade.pl
support@holtrade.pl, 785 130 400, 785 360 300

KORPUS KALIBRACYJNY



Jest częścią systemu rekalkibracji CS. Neo i umożliwia ponowną kalibrację systemu po długoczasowych wibracjach lub zmieniających się warunkach otoczenia.



ARTI-BASE

Otwarta konstrukcja CS. Neo umożliwia użytkownikowi digitalizować wszystkie popularne artykulatory. Skaner automatycznie przechwytuje cały przedmiotowy obszar połączonych modeli i przenosi dane bez konieczności mocowania górnej i dolnej szczęki w relacji poza artykulatorem.

MULTI DIE ADAPTER



Adapter umożliwia jednoczesne skanowanie do 9 filarów. Czas precyzyjnego skanowania może zostać skrócony. Optymalna efektywność skanowania.



MODEL HOLDER WITH SCREW

Model Holder CS.Neo utrzymuje modele w prawidłowej odległości od optyki skanera, (fixator opcjonalnie).

Opcjonalnie

QUARTER TRAY ADAPTER



Stolik częściowy - modele częściowe oraz prace do czterech filarów można skanować jednocześnie, co znacznie zwiększa ergonomię skanowania. Tylko w dwóch etapach skanowania - okluzja, a następnie zęby sąsiednie i filary.



MODEL HOLDER WITH BLU TACK

Uchwyt modelu z niebieską platformą to prosta alternatywa, gdzie modele można zamocować za pomocą masy wielokrotnego użytku.









SPLIT CAST ADAPTER

Opcja do rejestracji zgryzu z popularnych artykulatorów, który może zostać automatycznie przeniesiony do oprogramowania. Akcesorium przede wszystkim dla użytkowników pakietów dodatkowych: wirtualny artykulator, szyny.

Exocad/moduły

wybierz swój pakiet



ACETAL DENTAL  0546
20 kolorów.

PASTA POLERSKA DO ACETALU

Do acetalu i akrylu



[00060]



Proteza całkowita:
- 1 duży walec z Acetalem

T. S. M. ACETAL DENTAL®
Technology System Manufacturing

Resina acetálica per produzione di protesi odontologiche
Acetal resin for dental prostheses
Résine acétalique pour la production de prothèses odontologiques
Resina acetálica para la producción de prótesis odontológicas
Acetalharz zur Herstellung von Zahnprothesen

ACETAL DENTAL
20 kolorów.

[00552] 500g

POŻYCZKA MEDYCZNA RATY PO 3 MIESIĄCACH !

WTRYSKARKA J100 EVOLUTION - OPCJA „PLUS” Z ZESTAWEM STARTOWYM

Automatyczna - dwurdzeniowa, wyposażona w standardowe naboje o średnicy 22 mm i rdzeń termiczny „PLUS” - dla nabojów o największej średnicy w tego typu urządzeniach stosowanych w technice dentystycznej do wykonywania bardzo rozległych konstrukcji płyt protez całkowitych i dwulukowych aparatów ochronnych (dla sportowców) - o średnicy 25,4 mm.

- Najskuteczniejszy siłownik od 0 do 10 bar
- Najskuteczniejszy system nagrzewania materiałów od 0 do 400°C
- Moc systemu impulsowo-oporowego 880 W
- Mikroprocesorowy sterownik wyprodukowany w USA
- 30 automatycznych programów
- Płynna regulacja tempa wtrysku
- Automatyczny filtr powietrza

Zestaw na 90 protez

Acetal asortyment (1150 g) • 2 pasty polerskie do Acetalu • The.r.mo. Star FJP x 2 (250g) • Pasta polerska do The.r.mo. • Gips ekspansyjny Marble Stone 3 kg • Walce (60 sztuk + 60 korków) • 1 puszka • Kleszcze • Klucze do puszek • Wybijak do walca, centrator + pierścienie • Korek A21 • Gyplux 30 ml (izolator fotopolimeryzujący do modeli gipsowych) • Smar silikonowy Tube Lubricant.

[00010KE]



Proteza całkowita:

- 1 duży walec z FJP

- 1 duży walec z Acetalem



NOWE FJP na protezy całkowite



CE 0546

Kopolimer bezakrylowy – neutralny chemicznie. FJP typ I - z grupą o kodzie kolorów A, B, C, D - do wykonania klamer protetycznych imitujących uniesioną „kieszonkę dziąsłową” na zębach kłamrowanych oraz różowych elementów trzonów protez hybrydowych, częściowych i całkowitych.

FJP typ II – z grupą kolorów F, G, H, I – do protez całkowitych o stabilnych mechanicznie trzonach odpornych na złamanie - posiada zwiększoną (2200 MPa) elastyczność, która nie wpływa na stabilność mechaniczną trzonów, ale ma znaczący wpływ na ochronę protezy przed złamaniem poza podłożem protetycznym - w czasie oczyszczania protezy.



[00900-A,B,C,D] 250g

**Proteza całkowita:
- 1 duży walec z FJP**

Certyfikat

PROTEZA ZOSTAŁA WYKONANA Z ORYGINALNEGO MATERIAŁU
THE.R.MO. STAR F.J.P



- materiał nr 1 na protezy - posiada 20 krotnie niższy współczynnik sorpcji w stosunku do akrylu !

- kopolimer bezakrylowy o najwyższym poziomie neutralności chemicznej

- optymalna sprężystość pozwala wykonać klamry protetyczne wyłącznie na strukturze zębów

- przeznaczony do protez częściowych i całkowitych - certyfikat w Unii Europejskiej: CE IIa

- protezy stabilne w temperaturze 121° C - możliwość sterylizacji w autoklawie.

COMP LACQUER, LAKIER DO PROTEZ ZĘBOWYCH

Światłoutwardzalny lakier do protez zębowych. (Zamiennik do Acelux). Służy do chemicznego uszczelniania kieszonek dziąsłowych

10ml



PASTA POLERSKA DO F.J.P.

Do FJP i nylonów

[00060-S]



WALCE DO WTRYSKAREK

Walce z korkami teflonowymi (Ø 25, 4 mm) [00045] 45 szt.

Walce bez korków (Ø 22 mm) [00041] 75 szt.

Walce z korkami teflonowymi Ø 22 mm do wtryskarek J-100, J-200, Actio, stary bmodel Roko. Łuski nie zgniatane = pełne wykorzystanie materiału i dokładniejszy wtrysk.

[00040] 60 szt.

[00040] 30 szt.

Walce miękkie z korkami aluminiowymi zgniatane (Ø 22 mm, np. nowy model Roko)

[00042] 60 szt.

[00042] 30 szt.

Walce z korkami aluminiowymi Ø 24 (nowy model Roko)

[00024] 25 szt.



GYPLUX - IZOLATOR FOTOPOLIMERYZUJĄCY

Gyplux zapewnia gładką i błyszczącą powierzchnię dośluzówkową protez.



[00090] 30ml

[00091] 50ml

ACECRIL KLEJ MEDYCZNY ACETAL/AKRYL - FJP/AKRYL

Klej zapewniający chemiczne połączenie acetalu lub FJP z akrylem.



[00082] 10ml+9ml

GIPS EKSPANSYJNY MARBLE STONE

Specjalnie opracowany i przeznaczony na modele robocze do tworzyw termoplastycznych na bazie acetalu i nylonu - skutecznie rekompensuje skurcz materiału po wtrysku.



[00084-E]

KSZTAŁTKI DO KANAŁÓW 5MM


[02163] 5 mm

KSZTAŁTKI NA KLAMRY 2MM

[02160] 2 mm



Zamów nowe ulotki dla lekarza i pacjenta



Pressing Dental - światowy lider iniekcji termicznej

- 30 lat doświadczeń klinicznych i laboratoryjnych
- Pełny asortyment certyfikowanych materiałów termoplastycznych
- 5 lat gwarancji (z opcją assistance)



FEGUPOL

Diamentowa pasta polerska, do wszystkich rodzajów metali oraz ceramiki, kompozytów, koron teleskopowych, zatrzasków i innych prac.



[8059] 40g

PROTOFIX

Pasta polerska do akrylu na wysoki połysk



[P8000]

ZIRKOPOL

Diamentowa pasta polerska do cyrkonu



[8075]

TYGLE

Do wszystkich odlewni dostępnych na rynku, również do metali szlachetnych.



SUPERPRECYZYJNA MASA OGNIOTRWAŁA MO SPEED 20

Do protez szkieletowych. Fosforanowa masa ogniotrwała do szybkiego i standardowego wygrzewania. Nadaje się do silikonu i agaru, wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia modelu bez utwardzania.

[2170] 50x200g + płyn

SUPERPRECYZYJNA MASA OGNIOTRWAŁA SPEED FEGURAVEST NEU

Do koron i mostów. Idealnie gładka powierzchnia odlewów, płyn rozcieńczany wodą destylowaną umożliwia dostosowanie ekspansji masy.

[3119] 40x150g + płyn

SZKOLENIA

Patrz kalendarium szkoleń - projektowanie i odlewanie protez szkieletowych - klasycznych i druku 3d.

MASA OSŁANIAJĄCA CS HIGH SPEED - PRESS CERAMIC

Najnowszej generacji - niemiecka, fosforanowa masa osłaniająca - o najwyższej precyzji dla całego spektrum PRESS CERAMIKI. Najlepsze wyniki o bardzo wysokiej jakości - w bardzo krótkim czasie - SPEED. Nie pozostawia warstwy oddziaływania masy na tłoczonych obiektach ceramicznych.

[3070] 50x100g+2x500ml

BSM3 - BSM4

Stopy na standardowe szkielety (BSM4) i prace kombinowane (BSM3)

Najwyższej klasy stopy na szkielety bezklamrowe i klamrowe.
Skład: Co-63% Cr-30%,
Mo-5% In.<2%,
Gęstość [g/cm³] 8,3
Zakres temperatury topnienia °C 1210-1380

[2191]

BST TRIUMPH - BEZNIKLOWY

Uniwersalny stop pod ceramikę

Najwyższej klasy stop pod ceramikę.
Skład: Co-63% Cr-25%
W-9% In.<3%
Gęstość [g/cm³] 8,4
Zakres temperatury topnienia °C 1285-1380
TEC (VAC): 14,2

[4035] 1kg



Speed !

Speed !

ACRY SELF - DO NAPRAW

Żywica akrylowa (PMMA)
- polimeryzacja „na zimno”



ACRY POL R - POLIMERYZACJA

„NA GORĄCO”

Żywica akrylowa (PMMA)



ACRY SELF P - WLEWOWY

Żywica akrylowa (PMMA)

- polimeryzacja „na zimno”



AKRYL WLEWOWY MICROPRESS H-TEC

Mikrostruktura sferyczna gwarantuje polimerom najwyższe parametry fizykochemiczne po procesie polimeryzacji - 45°/30 min. Micropolymer Italia.

[H-TEC PR] proszek 1000 g [H-TEC P] płyn 500 ml



MICRO PATTERN PLUS



[PATTERN P] płyn 100 ml

[PATTERN PR] proszek 100 g

SZKOLENIA

INFORMACJE I ZAPISY:
664 937 256



Wykładowca: tech.
dent. Salvatore Marono



Wykładowca:
tech. dent. Jacek Celej

PROTEZY CAŁKOWITE - Pełne procedury wykonania nowoczesnej, całkowitej protezy zębowej. Poziom basic i master.

FEGURA SIL GLASS

Przejrzyste formy silikonowe do przetwarzania stomatologicznych materiałów akrylowych lub kompozytowych. Utwardzanie światłem odbywa się przez formę z silikonu. Optymalna twardość robocza. Fegura® Sil GLASS eliminuje warstwy dyspersji - powierzchnia kompozytu jest zagęszczona i łatwiejsza do polerowania.



[FSG0100]
2x50 ml +12 końcówek

FEGURA SIL EXTRA HARD / 30 minut

shore 27-30



[1090] 1kg+1kg

AcrySMART


ACRY SMART - INNOWACYJNY SYSTEM ZĘBÓW SZTUCZNYCH DO TECHNIKI ANALOGOWEJ

ACRY SMART DIGITAL - INNOWACYJNY SYSTEM ZĘBÓW SZTUCZNYCH DO CAD/CAM


Do okluzji klasycznej i zgryzu krzyżowego. Powierzchnie żujące zębów bocznych zaprojektowane zgodnie z nową koncepcją szerokiego pola stabilizacji. Trzy typy prowadzenia: 30, 35, 40 °. Stabilna okluzja w długoczasowym użytkowaniu - optymalne rezultaty mechaniczne. Wszechstronne, z estetyką zębów naturalnych, wytrzymałość zębów kompozytowych.

GEOMETRIC - ACRY LUX - NOWOCZESNE ZĘBY DO USTAWIANIA BEZZĘBIA - KĄT PROWADZENIA 20°. Typ „M”


Szeroki asortyment zębów specjalnych - „geometric” z trójwarstwowego PMMA - dedykowanych do ustawiania i wykonywania protez całkowitych. Kąt prowadzenia 20°. Dostępne także ze standardowym kątem prowadzenia 30°.



[RUTHINIUM] 1 płytka



Cyfrowe Protezy Całkowite:
Ruthinium® 3D DENTURE
GUIDE - więcej na str. 28-29



[6041] 7,5kg+7,5kg

[6040] 1kg+1kg

FEGURA SILL PUTTY

shore 70

Silikon na przedlewy.

FEGURA SIL AD SPECIAL / 20-30 minut shore 18-20

FEGURA SIL QUICK / 12 minut shore 18-20

FEGURA SIL GINGI

do masek dziąsłowych

2x50 ml +15 ml separatora + 12 końcówek



[2022] 1kg+1kg

[2024] 6kg+6kg

[1080] 1kg+1kg



[2010] miękki, [2015] twardy



[LC-CAST 600T]

NOWA - AUTOMATYCZNA ODLEWNIA INDUKCYJNA - LC- CAST 600T, WYPRODUKOWANA W UE ZGODNIE Z ZASADAMI GREEN TECHNOLOGY

Automatyczne – kompaktowe urządzenie do odlewania indukcyjnego o wysokiej częstotliwości – z systemem odśrodkowym. Przeznaczone do odlewania Co-Cr, Ni-Cr i stopów szlachetnych. Optymalnie dostosowane: moc indukcji, czas topienia, siła odśrodkowa, płynne wyważanie i centrowanie dowolnej formy odlewniczej – optymalne, nowoczesne odlewnictwo metali. Autoryzowany serwis producenta w Polsce.



OBCINARKA SW1200
na mokro i na sucho

[SWD1200]



PIŁA DO MODELI DZIELONYCH
[SP100]

LUPA PROTETYCZNA BIO-ART

Lekka, praktyczna, dobre pole widzenia, duża głębia ostrości, powiększenie: 2,5x lub 3,5x.

[ALUP0421] powiększenie 3,5x



[ALUP0420] powiększenie 2,5x



MIESZADŁO MX4WN - WISZĄCE lub MX4T0- STOJĄCE

W zestawie pojemnik 500 ml.

[MX4W220N]

**POŻYCZKA MEDYCZNA
RATY PO 3 MIESIĄCACH !
LUB SYSTEM RATALNY**

PIEC DO PORCELANY CERAMICMASTER E20

Automatyczny piec próżniowy do ceramiki dentystycznej


- przeznaczony do wszystkich rodzajów ceramiki stomatologicznej
- 201 programów operacyjnych
- w pełni kontrolowany proces - 14 parametrów do zaprogramowania (w każdym programie)
- mufla kwarcowa
- ulepszony system do samodzielnego diagnozowania i auto-kalibracji
- opcja automatycznej kontynuacji programu po krótkiej awarii zasilania
- opcja przenoszenia parametrów programu przez port USB
- opcja zdalnej analizy błędów



[CERAMICMASTER E20]

CERAMICMASTER PRESS

Automatyczny, dwufunkcyjny piec próżniowy z siłownikiem elektrycznym do wszystkich materiałów ceramicznych oraz do ceramiki tłoczonej (każdej dostępnej na rynku) i dwukrzemianu litu.



[CERAMICMASTER PRESS]


LAMPA NEW LIGHT BOX + KIT INTENSIVE COMP

Lampa i uniwersalny zestaw farbek do charakteryzacji kompozytu.

Skład zestawu: Lampa do kompozytów protetycznych New Light Box, Zestaw Intensive Comp Kit: - farbki do charakteryzacji: intensive comp primer, - intensive comp celaner, - intensive comp Apricot, - intensive comp blue, - intensive comp brown, - intensive comp orange, - intensive comp red, - intensive comp white, - intensive comp ochre, - intensive comp clear.



AKRYL WLEWOWY - FAST PROTEC
– najszybsza metoda bezgipsowa.
Wykładowca: **Paweł Matusiak**



ZESTAW STARTOWY KOMPOZYTU PROTETYCZNEGO + PUSZKA DO KOMPOZYTU LIGHT GLASS

Skład zestawu: Puszka Light Glass, Silikon Fast Traspas, Comp Flow Dentina, Comp Flow Incisal S59, Comp Flow Opaquer.



1 SILIKON FAST PUTTY 1kg+1kg

2 SILIKON FAST PUTTY 5kg+5kg

3 SILIKON PRECISION BLUE 1kg+1kg

4 SILIKON PRECISION BLUE 5kg+5kg





System do wymiany wosku na akryl metodą bezgipsową

Fast Protec gwarantuje skrócenie o połowę czasu pracy, znakomity standard jakości, redukcję odpadów materiałowych oraz czystą pracę. Sercem systemu jest trójosiowy wertykulator ze zintegrowaną puszką. Dostępne są różne akcesoria, m.in. magnetyczny artkulator do bezgipsowego montowania modeli oraz pełna linia materiałów: nowoczesne, precyzyjne silikony, najnowszej generacji mikroperełkowy akryl do metody wlewowej i płynny kompozyt.

ZESTAW STARTOWY FAST PROTEC

- wertykulator all-in (nowy) • podstawa gumowa • fast putty (70 shore, 1kg +1kg) • fast precision blue (70 shore, 1kg +1kg) • acrylic fast proszek (100 g) • acrylic fast płyn (50 ml) • koszyk do oczyszczania zębów.

[FPZ001]



SZKOLENIA

AKRYL WLEWOWY - FAST PROTEC – najszybsza metoda bezgipsowa.

Wykładowca: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak



INFORMACJE I ZAPISY:
664 937 256

Systemy „EXOCAD” i „3Shape” posiadają w swoich zasobach Artykulator A7Plus firmy Bio-art dla interakcji pomiędzy fizyczną i cyfrową artykulacją w laboratorium techniki dentystycznej.


ARTYKULATOR A7 PLUS

[AAR60454]

- Regulowany / Typ Arcon
- Trójkąt Bonwill 110 mm
- Krzywizna wyr. kłykciowych
- Regulowany kąt wyr. kłykciowych
- Regulowany kąt Bennetta
- System stabilizacji ruchu
- Trzpień podtrzymujący górną ramkę w pozycji otwartej
- Może być używany z profesjonalnym łukiem twarzowym Elite.

W zestawie z każdym artykulatorem Bio-art ergonomiczne opakowanie dla łuku twarzowego i artykulatora. Metalowa głowica prowadząca

[AACP0452]



ELITE - PROFESJONALNY ŁUK Z TRANSFEREM

Elite Face-Bow to nowy, profesjonalny łuk twarzowy w cenie 60% niższej od podobnych produktów. Elite Face-Bow z widelcem, rejestracja jednym ruchem ręki, zapewnia wygodę dla lekarza i pacjenta. Nowoczesny transfer ze statywem do artykulatora umożliwia montowanie modeli w artykulatorze w bardzo stabilny i szybki sposób.

AKCESORIA DO ARTYKULATORÓW I ŁUKU TWARZOWEGO

PLATFORMA REGULOWANA (RETRUZYJNA) - NA ZAMÓWIENIE

[AMES0341]

Umożliwia repozycjonowanie modeli gipsowych w artykulatorze na podstawie różnych (rejestracji) relacji zgryzowych - szybsze, łatwiejsze i bezpieczne wizualizacje wyników.



PŁYTKA FOXA

[ARFX0105]

Ułatwia prawidłowe przygotowanie wzornika zwarcowego szczęki. Do ustalania równoległości płaszczyzny okluzyjnej względem linii Campera.



PŁYTKA MONTAŻOWA PRZYKRĘCANA (METALOWA)

[APLM0096]

Płyta montażowa (metalowa) - utrzymanie cokoła gipsowego na zasadzie retencji mechanicznej. Tradycyjny montaż gipsu z mocowaniem śrubami do artykulatora.



PODPORA WIDELCA

[ASVG0111]

Dzięki pionowej regulacji wysokości, podpora widelca pozwala ustawić model szczęki w prawidłowej relacji - na podstawie łuku twarzowego. Podparty widelec pozwala na ustabilizowanie rejestru (bez odkształceń) do zamontowania modelu roboczego.



STOLIK CAMPERA

[APNC0099]

Stolik znormalizowany (15°) do montażu szczęki w artykulatorze (bez łuku twarzowego). Linie pomocnicze ułatwiają centralne pozycjonowanie z uwzględnieniem wysokości Trójkąta Bonwilla.



STOLIK SIECZNY REGULOWANY

[AMIM0069]

Regulowany stolik sieczny jest używany w procesie bilansowania „przewodzenia zębów” - umożliwiając personalizację ruchów bocznych i przednio-tylnych, przy rozległych odbudowach protetycznych.



PŁYTKA MAGNETYCZNA – TELESKOPOWA (20 szt.) Z WIDELCEM ZGRYZOWYM



[APLP0263]

Szyna z tworzywa sztucznego wysuwana z cokołu (bez konieczności rozbijania gipsu). System retencji - stabilizacja gipsu na pochylonych ścianach teleskopowej płytki z magnetycznym i mechanicznym mocowaniem.

ŚRUBA TRANSFEROWA Z WIDELCEM ZGRYZOWYM

[ACJT0458]

Śruba transferowa z widelcem zgryzowym.



STATYW DO TRANSFERÓW

[SCTS0148]

Statyw do zamontowania transe-ru z widelcem zgryzowym w celu przeniesienia danych z łuku twarzowego Model Elite - dla artykulatorów firmy Bio-art.



FORMIERZ PLASTVAC P7

Urządzenie próżniowe do formowania płytek termoplastycznych okrągłych i kwadratowych.

Dane techniczne:

Ruchoma półka na płyty - możliwość obustronnego nagrzewania. Ruchoma półka pod model. Możliwość umieszczenia modelu bezpośrednio na półce lub z zastosowaniem szklanych kulek (przy dużych podcieniach lub twardych płytkach). Ceramiczna osłona, oporowe włókno węglowe - zapewnia jednolite ogrzewanie płytek. Napięcie: 230V, Moc: 1400 W. Łatwy w użyciu - automatyczne wyłączanie grzania i włączanie próżni.

Szerokie zastosowanie m.in.:

- Łyżki do wybielania
- Szyny zgryzowe (bruksizm)
- Szablony chirurgiczne
- Płyty wzorników
- Ochraniacze zębów
- Szyny relaksacyjne
- Łyżki do fluoryzacji
- itd.



FORMIERZ PLASTPRESS

Urządzenie nadciśnieniowe do termo-formowania płytek termoplastycznych okrągłych i kwadratowych do 8 barów.



Płytki termoplastyczne do formierza ø 13,5 cm

Kod	Rodzaj/grubość	Ilość	Zastosowania
APLP0395	Płytki miękkie kwadratowe 1 mm	10 szt.	szyny do wybielania/łyżki do fluoryzacji
APLP0397	Płytki miękkie kwadratowe 2 mm	10 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0399	Płytki miękkie kwadratowe 3 mm	5 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0552	Płytki miękkie kwadratowe 4 mm	5 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0394	Płytki miękkie okrągłe 1 mm	10 szt.	szyny do wybielania/łyżki do fluoryzacji
APLP0668	Płytki miękkie okrągłe 1,5 mm	10 szt.	szyny do wybielania/łyżki do fluoryzacji
APLP0396	Płytki miękkie okrągłe 2 mm	10 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0398	Płytki miękkie okrągłe 3 mm	5 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0471	Płytki miękkie okrągłe 3 mm Czarne	5 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0465	Płytki miękkie okrągłe 3 mm Niebieskie	5 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0084	Płytki miękkie okrągłe 3 mm Różowe	5 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0469	Płytki miękkie okrągłe 3 mm Zielone	5 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0551	Płytki miękkie okrągłe 4 mm	5 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0540	Płytki twarde kwadratowe 0,75 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0391	Płytki twarde kwadratowe 1,5 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni - szablony chirurgiczne
APLP0389	Płytki twarde kwadratowe 1mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0393	Płytki twarde kwadratowe 2 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0571	Płytki twarde kwadratowe 3 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	2 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0386	Płytki twarde okrągłe 0,3 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	10 szt.	szyny do wybielania/łyżki do fluoryzacji
APLP0539	Płytki twarde okrągłe 0,75 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0388	Płytki twarde okrągłe 1 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0390	Płytki twarde okrągłe 1,5 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0392	Płytki twarde okrągłe 2 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0543	Płytki twarde okrągłe 3 mm - MATERIAŁ HYDROFOBOWY	2 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0582	Płytki miękkie okrągłe 1,0mm - Ø 12 cm	10 szt.	szyny do wybielania/łyżki do fluoryzacji
APLP0672	Płytki miękkie okrągłe 1,5mm - Ø 12 cm	10 szt.	szyny do wybielania/łyżki do fluoryzacji
APLP0584	Płytki miękkie okrągłe 2,0mm - Ø 12 cm	10 szt.	ochraniacze zębów/szyny relaksacyjne
APLP0586	Płytki miękkie okrągłe 3,0mm - Ø 12 cm	5 szt.	szyny do wybielania/łyżki do fluoryzacji
APLP0609	Płytki twarde okrągłe 1,0mm - Ø 12 cm	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0611	Płytki twarde okrągłe 1,5mm - Ø 12 cm	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne
APLP0613	Płytki twarde okrągłe 2,0mm - Ø 12 cm	5 szt.	szyny zgryzowe, relaksacyjne, retainer przestrzeni, szablony chirurgiczne




WPROWADZENIE BEZ NAPRĘŻEŃ


OT EQUATOR
Smart BOX

New
SEEGER

SYSTEM BIERNEGO MONTAŻU BELEK NA IMPLANTACH



Korekta
nierównoległości do 50°



ZESTAW OT EQUATOR DO IMPLANTÓW

- 1 zatrzask tytanowy pokryty TiN,
- 1 pojemnik,
- 1 pierścień zabezpieczający,
- 4 matryce o różnym stopniu retencji.

[030] [192ECE]



ZESTAW PODSTAWOWY DLA TECHNIKA

Wieloelementowy zestaw materiałów i narzędzi dla technika dentystycznego do wszelkich prac z zatrzaskami protetycznymi z podstawowymi i najnowszymi rozwiązaniami Rhein'83 - typu OT Equator (najmniejszy zatrzask prot. stosowany w stomatologii na korzeniach zębów i implantach), OT Unilateral (system podwójny) z możliwością stosowania jednostronnych braków skrzydłowych.

[005SKLBUS]



EASY BAR

PROSTE BELKI DO ZBROJENIA

Easy Bar to idealne narzędzie do wykonania **konstrukcji wzmacniającej** bezpośrednio i doraźne jako zbrojenie w różnych przypadkach **protetycznych na implantach**. Wstępnie uformowane łączniki, o różnych długościach (od 6 do 30 mm), pozwalają w prosty sposób zamontować belki w **różnych pozycjach implantów** i wykonanie mocowania przy użyciu minimalnej ilości materiału, z korzyścią dla **precyzji** - bez odkształceń przy zastosowaniu różnych materiałów łączących. Możliwe jest również wykorzystanie tych elementów bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta do wykonania szyn konstrukcyjnych przy pobieraniu wycisków.

EASY BAR ROZWIĄDUJE PROBLEM

BEZPOŚREDNIEGO OBCIĄŻENIA KONSTRUKCJI:

- Szybkość wykonania
- Stabilność i precyzja
- Adaptacyjność
- Ergonomia czasu pracy
- Szyny na łącznikach implantów do pobierania wycisków

Zestawy:

• **STAL CoCr** - walizka z 245 łącznikami, po 5 w każdym rozmiarze

• **TYTAN** - NOWOŚĆ - 147 łączników, po 3 w każdym rozmiarze

NEW



Phrozen Sonic Mini 8K

Phrozen Sonic Mini 8K oferuje najwyższą dokładność 22 µm i 1152 pikseli na cal. Dlatego drukarka będzie perfekcyjnym narzędziem protetyki. Drukarka 3D posiada podwójną oś Z, co sprawia że stabilność podczas drukowania jest jej mocną stroną. Dodatkowo resin tank jest metalowy, przez co bardziej solidny i wygodny w użyciu. W Sonic Mini 8K zastosowano jako źródło światła UV moduł LED do projekcji liniowej, czyli źródło światła jest odbite. Promienie światła padają na ekran LCD równomiernie i z jednakową jasnością. Platforma robocza jest wycinana laserowo, co sprawia że jej przyczepność jest dużo większa, a wydruki prawie zawsze będą się odklejać.



Parametry:

Obszar roboczy:	165 x 72 x 180 mm (dł. x szer. x wys.)
Dokładność:	22 µm
Ekran LCD:	Monochromatyczny 7,1"
Rozdzielczość ekranu:	8K
Grubość warstw:	0,01 - 0,3 mm
Maksymalna prędkość drukowania:	80 mm/h
Ekran:	dotykowy ekran 3,5"
Slicer:	Chtiubox
Przesyłanie plików:	USB
Zasilanie:	AC100-240V~50/60Hz
Wymiary drukarki:	29 x 29 x 42 cm (dł. x szer. x wys.)
Waga:	13 kg

Dedykowane akcesoria polecane przy zakupie Phrozen Sonic Mini 8K:
Metalowa płyta magnetyczna do szybszego i łatwiejszego zdejmowania wydruków (bez konieczności odkręcania stolika roboczego) - Double Wham 168x90 mm 2 szt.

Folia ACF do pojemnika na żywice - Premium Film 0.3 mm - 150x220 mm 1 szt.

Phrozen Wash&Cure Kit



Phrozen Curing Station z lampą UV do utwardzania

Umożliwia szybkie i skuteczne suszenie 360° modeli 3D w trybie suszenia i utwardzania. Stacja jest wyposażona w tylne i dolne światło!

Phrozen Washing Station do czyszczenia po wydruku

Pojemność 8 litrów. Nadaje się szczególnie do Sonik Mi-ghty 8K i innych drukarek 3D z 10-calową płytą roboczą. Delikatnie czyści wydrukowane modele, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia.

Parametry:

Rozmiar urządzenia:	277x207x467mm
Pojemność:	8L
Waga	3,5kg
Tryb sterowania:	pokrętko + przycisk
Moc znamionowa:	48W
Wejście:	24VCD
Regulator czasowy:	0-30 minut

Parametry:

Rozmiar urządzenia:	354x309x368mm
Waga	3,9 kg
Długość fali LED:	405nm
Moc znamionowa:	48W
Wejście:	24V
Regulator czasowy:	0-2 godzin

Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Phrozen Sonic XL 4K PLUS przeznaczona do zastosowań stomatologicznych. Umożliwia drukowanie precyzyjnych modeli dentystrycznych dzięki dużej płycie konstrukcyjnej. Wersja PLUS jest ulepszoną wersją poprzedniej drukarki Phrozen Sonic XL 4K 2022 i jest wyposażona w nową płytę główną, ulepszony system grzewczy i port USB z przodu drukarki.



Parametry:

Obszar roboczy:	200 mm x 125 mm x 200 mm
Dokładność:	50µm
Ekran: dotykowy	5in Touch Panel
Slicer:	PZ Slicer/ Chitubox
Przesyłanie plików:	USB WIFI
Ekran LCD:	Monochromatyczny 9,3"
Długość naświetlania:	405nm ParaLED Matrix 3.0"
Slicer:	Chitubox
Grubość warstw:	0.01-0.30 mm
Maksymalna prędkość drukowania:	90 mm/h
Zasilanie:	AC100-240V~50/60Hz
Wymiary drukarki:	29 x 33 x 47 cm (dł. x szer. x wys.)
Waga:	22kg

OFERTA NA ZAMÓWIENIE

Dedykowane akcesoria polecane przy zakupie Phrozen Sonic XL 4K PLUS:
Metalowa płytka magnetyczna do szybszego i łatwiejszego zdejmowania wydruków (bez konieczności odkręcania stolika roboczego) - Wham Bam flexible Buildplate 200x125 mm 1 szt.
Folia ACF do pojemnika na żywice - Premium Film 0.3mm - 200x270 mm 1 szt.

- Dokładność - wysoka rozdzielczość i 52 mikrony umożliwiają drukowanie dokładnych aplikacji dentystycznych
- Duży obszar roboczy - pozwala na drukowanie dużej ilości odbitek dzięki dużej objętości wydruku 200 mm x 125 mm x 200 mm
- Metalowa konstrukcja - bardziej stabilna konstrukcja do profesjonalnego użytku
- Dodatkowa grzałka - wyposażona w stałą grzałkę do utrzymywania temperatury drukowania na optymalnym poziomie 30-35°C, aby zapewnić stabilne formowanie modeli i poprawić wskaźnik sukcesu.
- Ulepszony system grzewczy
- Nowa płyta główna
- Wbudowany oczyszczacz powietrza
- Natychmiastowe wznowienie drukowania - zachowanie wydruków i utrzymanie wydajności dzięki możliwości wznowienia drukowania w miejscu jego zatrzymania w przypadku przerwy w zasilaniu.
- Idealna do zastosowań stomatologicznych - drukarka zaprojektowana dla branży stomatologicznej

Phrozen Cure V2



Lampa Post-Curing UV powoduje że wydrukowane obiekty 3D będą czyste i wykończone. Lampa zaprojektowana z myślą o dużej przestronności.

- Utwardzanie 360 stopni - brak martwych punktów dzięki obracającej się płycie wewnątrz urządzenia.
- Szybkie utwardzanie - dzięki diodom UV 365nm, 385nm, 405nm UV-LED do utwardzania.
- Łatwa obsługa - wyposażona w cyfrowy system sterowania, który umożliwia konfigurację w jednym kliknięciu.

Parametry:

Napięcie:	100-240 V 50-60 Hz
Specyfikacja LED:	365nm, 385nm i 405nm Łącznie 60W
Rozmiar urządzenia:	215 x 195 x 285 mm
Rozmiar wewnętrzny:	175 x 140 x 185 mm
Waga:	4,2kg

ŻYWICE

E-DENT HARD GRAY / ALMOND

twarda i odporna na zarysowania,
idealna do modeli denystycznych,
matowa, w kolorze migdałowym lub
ciemnej szarości
1000 ml



PHROZEN CASTABLE RESIN DENTAL GREEN

wysoka precyzja i niski skurcz, do
odlewów, w kolorze zielonym
500 ml



PHROZEN CASTABLE RESIN W40 ORANGE

zawiera 40% wosku, minimalny
skurcz, do odlewów, idealna do ko-
ron, mostów, zasuw, w kolorze po-
marańczowym
500 ml



YAMG HE D-CAST RESIN

żywica do wszystkich prac precyzyj-
nych, idealna do szkieletów, w kolorze
zielonym
500 ml



Co warto wiedzieć?

Zyskaj nie tylko urządzenie ale również podstawy praktycznej wiedzy w codziennej pracy!

* Czego się dowiesz na szkoleniu:

- Jak kalibrować drukarkę 3D?
- Jak wymienić folię?
- Podstawy programu Chitubox, jak ustawić prace oraz wygenerować pliki?
- Jak konserwować urządzenie oraz oczyszczać po zakończeniu pracy?

TRESSIS - ITALIA



XT ML

• Multi • 8 WARSTW • VITA. Wszystkie zastosowania, naturalny kolor i przezierność uzupełnień pełnokonturowych bez przejść w strukturze. Maksymalna wytrzymałość: korony i mosty 14-punktowe.

średnica	wysokość
98	12
	14
	16
	18
	20
	22
	25




- PRZEZIERNOŚĆ: 43% sztyki - 57% sieczne
- WYTRZYMAŁOŚĆ: > od 1200 MPa sztyki • > do 700 MPa sieczne
- SYNTERYZACJA: 1500 °C • ŚREDNICA: Ø98 • dostępne kolory: BLC - A1 - A2 - A3 - A3.5 B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D2 - D3 - D4



3D ML

• Multi • 6 WARSTW • VITA • Wysoka przezierność, wysoka estetyka w pracach pełnokonturowych i licowanych, bez przejść w strukturze. Maksymalna wytrzymałość: korony i mosty 14-punktowe.

średnica	wysokość
98	12
	14
	16
	18
	20
	22
	25



- PRZEZIERNOŚĆ: 43% sztyki - 57% sieczne
- WYTRZYMAŁOŚĆ: > od 1050 MPa sztyka > do 700 MPa - sieczne
- SYNTERYZACJA: 1500 °C • ŚREDNICA: Ø98 • dostępne kolory: BLC - A1 - A2 - A3 - A3.5 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D2 - D3 - D4



ST • jednowarstwowe w kolorach VITA

średnica	wysokość
98	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	25


- PRZEZIerność 43% • WYTRZYMAŁOŚĆ: 1100 MPa
- SYNTERYZACJA 1530°C • ŚREDNICA: Ø98 • dostępne kolory: BLC - A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D2 - D3




HS • kolor biały

średnica	wysokość
98	12
	14
	16
	18
	20
	22
	25

- PRZEZIerność : 40% • WYTRZYMAŁOŚĆ : >1200 MPa
- SYNTERYZACJA: 1530 °C • ŚREDNICA: Ø98 • dostępne kolory: BIAŁY



zamówienia konsultacje
 600 919 111 697 139 158
 695 344 355
 695 500 377
 zamowienia@holtrade.pl



D Y S K I
 CYRKONOWE

WIELOWARSTWOWE DYSKI PMMA

Wielowarstwowe dyski do tymczasowych koron i mostów anatomicznych w odcinku przednim.

KORZYŚCI

- » 19 kolorów z warstwowaniem podobnym do zębów naturalnych.
- » doskonała stabilność fizyczna, wysoka estetyka.



JEDNOWARSTWOWE DYSKI PMMA

Jednowarstwowe dyski PMMA do mostów tymczasowych i koron anatomicznych.

KORZYŚCI

- » 19 kolorów.
- » wysoka odporność na ścieranie.
- » wysoka twardość powierzchni.
- » wysoka jakość polerowania po frezowaniu.
- » wysoka stabilność fizyczna i długotrwała estetyka.

Mono jednowarstwowe

KODY	SNPMMN95 10	SNPMMN95 12	SNPMMN95 14	SNPMMN95 16	SNPMMN95 18	SNPMMN95 20	SNPMMN95 22	SNPMMN95 25
H	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm

Wielowarstwowe

KODY	SNPMMML98 10	SNPMMML98 12	SNPMMML98 14	SNPMMML98 16	SNPMMML98 18	SNPMMML98 20	SNPMMML98 22	SNPMMML98 25
H	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm



DYSK TSM ACETAL DENTAL

Technopolimer o unikatowych właściwościach, który pozwala na zmianę sztywności i elastyczności w zależności od specyficznych wymagań. Doskonałe właściwości mechaniczne i efekt odporności na abrazję umożliwiają jego stosowanie w bezpośrednim kontakcie z częściami metalowymi, zmniejszając tarcie i ścieranie. **Zastosowanie:** protezy częściowe, w tym klamry, utrzymywacze przestrzeni, korony, mosty, belki retencyjne, podbudowy. **Kolory:** A - A1-A2-A3-B1-B2-B3 : H 16 mm - 20 mm. Kolor różowy H 25 mm.

TSM ACETAL DENTAL

KODY	9816	9820	00568-9825
H	16 mm	20 mm	25 mm

CERAMIKA NOWOŚCI

PORCELAIN CLEANER

Płyn do oczyszczania ceramiki przed naprawami licowania.

[801030726] 200ml



ZIR CRACK CHECKER

Płyn do wykrywania mikropęknięć w konstrukcjach.

[801040100] 200 ml



PIRANHA WYTRAWIACZ

Żel do wytrawiania ceramiki klasycznej i dwukrzemianu litu.

[901040210] 4g



NOTATKI

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CERAMIKA



MAC - MIKROSTRUKTURA CERAMICZNA 3D

MAC jest nową MIKRO-MASĄ CERAMICZNĄ w paście gotową do użycia, zmieniającą pracę z dwukrzemianem litu oraz pełnokonturowym cyrkonem. Po opracowaniu mechanicznym prac – wystarczy nanieść bardzo ciekłą warstwę Mac, żeby otrzymać powierzchnię podobną do ceramiki nakładanej warstwowo. Pozwala otrzymać efekt naturalnej, żywej powierzchni, kompatybilnej i świetlistej zarówno na dwukrzemianie litu, jak i na cyrkonie.

[MAC] 5g



ZIR LINER

Natural ZiR Liner: to 15 mas do wykonania pierwszego napalania na cyrkonie (szeroka gama kolorystyczna). Masy o wyjątkowej stabilności - gwarantują optymalne połączenie ceramiki z cyrkonem – oraz umożliwiają korekty koloru i korekty konstrukcji podbudowy (do 2mm w każdej płaszczyźnie) w założonym, planowanym kolorze.

[ZIR LINER] 20g

[ZIR LINER] 50g

MASTER CERAMIC DAYS – zaawansowany dwudniowy warsztat praktyczny. Celem szkolenia jest zdobycie zaawansowanych umiejętności pracy z ceramiką Tressis. Wykładowca: Gianni Nicoletti

ZĄB MŁODY - DOROSŁY - DOJRZAŁY – Prismatic System - Cermika Tressis. Dwudniowe szkolenie.
Wykładowca: Nunzio Rosa



Nunzio Rosa




Gianni Nicoletti



Ewelina Durczak-Głownia

MAC – efekt przestrzeni 3D na konstrukcjach pełnokonturowych z cyrkonu i dwukrzemianu litu – w jednym „paleniu”! **LINER** – masa do przestrzennych i kolo-rystycznych modyfikacji cyrkonu. **BOND** – niezawodny bonding mikrostrukturalny.



HT BOND 007 PASTA „ZŁOTY” BONDINGO DO STOPÓW NIESZLACHETNYCH

Bond 007 – złoto-żółty kolor, w formie pasty - gotowy do użycia do stopów nieszlachetnych na bazie „Co-Cr” i „Co-Ni”. Bond 007 bardzo dokładnie pokrywa metal już po pierwszym napalaniu, nie pozwala na penetrację tlenków podczas napalania ceramiki, pozwala na wykonanie wyjątkowo estetycznych prac.

[BOND] 7g

SZKOLENIA

664 937 256; szkolenia@holtrade.pl

Crystal 3D Live System. Premiera najnowszego systemu do charakteryzacji mikrostrukturalnej cyrkonu pełnokonturowego. Praca wieloelementowym systemem mikrokryształicznym Live o zróżnicowanej charakterystyce.
Gianni Nicoletti



START UP - CERAMIKA NA METAL NATURAL HT

HT

506202002	OPAKER HT Pasta A2 4gr Natural
506204002	OPAK DENTYNA HT A2 20gr Natural
506205002	DENTYNA HT A2 20gr Natural
516206041	BRZEG SIECZNY HT S58 20gr Natural
216208200	FARBA NATURAL CHROMA A 4gr
216208617	FARBA NATURAL LONDON 617 4g-P
216208623	FARBA NATURAL ORANGE 4g
206208999	GLAZURA NATURAL FX 10g
206209004	PŁYN DO FARB I GLAZURY 20ml Natural
206209002	PŁYN DO MODELOWANIA 100ml Natural

START UP PLUS - CERAMIKA NA CYRKON I DWUKRZEMIAN LITU - NATURAL ZiR

ZiR

306201002	LINER ZiR 2 20gr Natural
306205002	DENTYNA ZiR A2 20gr Natural
306206041	BRZEG SIECZNY ZiR S58 20gr Natural
216208200	FARBA NATURAL CHROMA A 4gr
216208617	FARBA NATURAL LONDON 617 4g-P
216208623	FARBA NATURAL ORANGE 4g
206208999	GLAZURA NATURAL FX 10g
206209004	PŁYN DO FARB I GLAZURY 20ml Natural
206209002	PŁYN DO MODELOWANIA 100ml Natural

3D NA ANATOMICZNYCH

Ceramika-Crystal 3D Live System. Premiera najnowszego systemu do charakteryzacji mikrostrukturalnej cyrkonu pełnokonturowego.

ZESTAW ZAWIERA: 9 mas mikrostrukturalnych (4 g); Magic (micromasa gruntująca 5 g); glazura z płynem.



CRYSTAL
LIVE 1



CRYSTAL
LIVE 2



CRYSTAL
LIVE 3



CRYSTAL
CLEAR



CRYSTAL
INCISAL



CRYSTAL
OPAL



CRYSTAL
ORANGE



CRYSTAL
BLUE



CRYSTAL
GLAZE FX



CRYSTAL

SPECIAL CERAMIC PASTE FOR ZIRCONIA AND LITHIUM SILICATE

MAGIC Tressis Italia - Naturalna MAGIA

Pasta ceramiczna o niskiej temperaturze wypalania do mikrostratyfikacji - gruntowania - na cyrkonie i dwukrzemianie litu (zakres wypalania: 790-950 °C) z efektem glazurowania przy napalaniu bez dodatkowej charakteryzacji. **MAGIC** to kremowa, gęsta i stabilna pasta, do nakładania pędzlem lub szpatułką. Po wypaleniu ma bardzo wysoką wartość mechaniczną, minimalną chromatyczność i bardzo wysoka fluorescencję.

Informacja i zapisy: tel. 664 937 256, szkolenia@holtrade.pl

• **szkolenia dla lekarzy i techników**

Nowoczesna chirurgia implantologiczna w rehabilitacji implantoprotetycznej z wykorzystaniem protokołu OT BRIDGE

dr Rosario Acampora,
tech. dent. Claudio De Angelis (Włochy)

Rhein'83 - master - protezy stałe na implantach: protokół Ot Bridge - mosty bez naprężeń pierwotnych i wtórnych.

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

Elementy retencyjne - Zastosowanie nowoczesnych elementów retencyjnych systemu Rhein'83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym. Poziom BASIC i MASTER

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

Artykulacja w codziennej praktyce klinicznej i laboratoryjnej

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

Protezy całkowite z pacjentem.

tech. dent. Jacek Celej

Nowoczesna proteza całkowita z techniką wyciskową przy ustach zamkniętych - zasady pracy.

tech. dent. Salvatore Marono

Chirurgia nawigowana

Zespół edukacyjny Rhein'83 Italia

Exoplan

Gabriele Abrami CE CAD4D – Włochy

Wprowadzenie do implantoprotetyki analogowej

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

Projektowanie i odlewanie protez szkieletowych - klasycznych.

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

Protezy całkowite - Pełne procedury wykonania nowoczesnej, całkowitej protezy zębowej.

tech. dent. Jacek Celej

Wykonanie protez całkowitych, ustawienia analogowe na podstawie mechaniki cyfrowej firmy Ruthinium (Italia)

tech. dent. Tullio Titoso

Pressing Dental – kopolimer bez akrylu The.r.mo.Star F.J.P. do iniekcji ciśnieniowej.

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

Just Relax - Szynoterapia okiem Technika

lic. tech. dent. Małgorzata Broda

• **digital**

Exocad Expert - konstrukcje złożone - ruchome i stałe.

tech. dent. Simone Fedi

Exocad Basic

Exocad Implant

Exocad Szyny i Wirtualny Artykulator



HOLTRADE – HAPPY DAYS cyfrowe, ceramiczne i nie tylko!

CAD
CAM
CENTER
by Holtrade

Dwa dni pełne wrażeń, na uczestników czeka wiele atrakcji, 8 pokazów praktycznych - 6 wykładowców - premiera nowego systemu - Crystal 3D live – Tressis Italia; digital - od projektu do frezowania i druku 3D; artykulacja – Bioart; technologia Fast Protec.

W sobotni wieczór party: „Saturday Night”!



Exocad Wax up z wykorzystaniem Smile Creator

Exocad Druk 3D i moduł Creator

Exocad Cyfrowe protezy szkieletowe tech. dent. Adam Maciejewski

Cyfrowe protezy całkowite - Acry Smart Digital - Ruthinium

tech. dent. Carlo Aguzzoni,
tech. dent. Mattia Furlanetto

Exoplan

Gabriele Abrami CE CAD4D – Włochy

• ceramika

Ceramika w żelu - Crystal 3D Live System.

tech. dent. Ewelina Durczak-Głównia

Natural Ceramic – ceramika bez tajemnic – praca na podbudowie z metalu/cyrkonu.

tech.dent. Gianni Nicoletti

Ząb Młody – Dorosły – Dojrzały – Prismatic System – ceramika Tressis.

tech.dent. Nunzio Rosa

Master Ceramic Days - Gianni Nicoletti – zaawansowany warsztat praktyczny

tech. dent. Gianni Nicoletti

•

Most w systemie transformacji - Mosty z kompozytu płynnego Fast Protec - metodą

iniekcji.

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

Akryl wlewowy Fast Protec – najszybsza metoda bezgipsowa - akryl mikroperełkowy.

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

Cyfrowe Protezy Całkowite: Ruthinium® 3D DENTURE GUIDE

Zyskaj precyzję, komfort i nowoczesność dzięki cyfrowej produkcji protez całkowitych!

- **Ekskluzywne szkolenie** – prowadzone przez certyfikowanego przedstawiciela Ruthinium
- **Specjalna oferta** – przy zakupie **150 płytek zębów czterowarstwowych Acry Smart**, otrzymasz **oprogramowanie Ruthinium CAD/CAM** do cyfrowej produkcji protez całkowitych **w cenie zamówienia!**

Zautomatyzuj proces, skróć czas wykonania i podnieś jakość pracy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom Ruthinium®.

Oferta ograniczona czasowo!

BE HAPPY





CAD CAM

CENTER
by Holtrade



Nasze Centrum Frezowania oferuje

specjalne warunki dla użytkowników
skanerów CADstar.

SUPPORT:

cadcam@holtrade.pl
support@holtrade.pl

785 130 400

785 360 300

